


SICHERER UMGANG MIT FFP2-MASKEN



#01 MASKE RICHTIG AUFSETZEN

- ▶ Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen oder desinfizieren
- ▶ Vermeiden Sie das Berühren der Masken-Innenseite
- ▶ FFP2-Masken müssen enganliegend getragen werden: Entsteht beim Ausatmen ein spürbarer Überdruck in der Maske, sitzt sie richtig. Strömt die Luft über den Dichtrand hinaus, muss der Sitz korrigiert werden.

#02 WIE LANGE DARF ICH EINE FFP2-MASKE TRAGEN?

- ▶ Entsorgen Sie eine FFP2-Maske, wenn sie stark durchfeuchtet ist
- ▶ Wenn die Maske korrekt abgesetzt und gelagert wird, darf sie anschließend wieder aufgesetzt und weitergetragen werden
- ▶ Insgesamt nicht mehr als etwa 20 Stunden tragen
- ▶ INFO: Sollte die Atmung durch die Maske schwerer werden, ist evtl. die Filterschicht durch Feinstaub zugesetzt

#03 WAS IST BEI DER WEITERVERWENDUNG EINER FFP2-MASKE ZU BEACHTEN?

- ▶ Zur Aufbewahrung unterwegs empfiehlt sich ein verschließbarer Gefrierbeutel
- ▶ Zu Hause sollte die Maske an einem freien, trockenen Platz gelagert werden und nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommen
- ▶ Beim erneuten Aufsetzen nur an den Bändern anfassen

#04 KANN ICH EINE FFP2-MASKE REINIGEN?

Nein! Eine FFP2-Maske sollte in der Regel weder durch Waschen, noch Desinfizieren, noch mithilfe einer Mikrowelle aufbereitet werden!

#05 WAS MUSS ICH AUSSERDEM BEACHTEN?

- ▶ Sollten anhaltende Atemprobleme nach Tragen einer Maske aufkommen, sollten diese mit einem Arzt besprochen werden
- ▶ **Trotz Tragen einer FFP2-Maske gilt weiterhin:** Abstandhalten, Kontakte reduzieren, Händehygiene beachten und regelmäßig lüften.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Apotheken-Team